

EZ-Cocktail

イージー・カクテル



Cocktail Primer Series

製品概要

- ・本シリーズ製品は、PCR反応により検査目的毎に選択された2種類から7種類の標的遺伝子を1本のチューブで増幅させるためのプライマー混合液です。
- ・通常のマルチプレックスPCRとは異なり、独自のカクテル技術を用いて複数のプライマーを混合しています。
- ・本シリーズ製品は、すべて10 μ L反応系で最適化していますので、PCR酵素コストを大幅に軽減できます。



カクテル混合法の特徴

1. 製品毎に個々のプライマーの混合比率を最適化
2. 検査目的に合わせ、最適な標的遺伝子を選択
3. 独自の手法で感度の低下や競合を抑制
4. すべてのプライマーのPCR条件を同一化



特異的かつ
高感度な検査が
可能に！

製品仕様

- 【形態】 4×プライマー混合液
- 【包装量】 250 μ L
- 【反応量】 100反応分(10 μ L反応系)
- 【保存】 -20 $^{\circ}$ C以下
- 【価格】 混合されているプライマー数によって異なります。
お問い合わせ下さい。

注：本シリーズ製品は原則受注生産につき、最少受注数量を2キットとさせていただきます。

本製品は研究用試薬であり、体外診断用医薬品の承認は受けておりません。

製品ラインナップの一例

Cocktail Name	標的数
Powdered Milk (粉ミルク)	2
Fresh Fish A (生魚、刺身、貝)	4
Fresh Meat (牛生肉、豚生肉)	4
Hot Water Bath (風呂水)	4
STD(性感染症)	5
Bacterial Diarrhea A (細菌性下痢)	7
Staphylococcal Toxin (黄色ブドウ球菌毒素)	6
Bacterial pneumonia (細菌性肺炎)	7
Pharyngitis (咽頭炎)	4

【詳細情報は弊社ホームページをご覧ください。】

AMR
Advanced Microorganism Research

エーエムアール株式会社

〒501-1111 岐阜市大学北二丁目210-1
TEL (058) 293-0610 FAX (058) 234-2487
<http://www.amr-inc.jp> E-mail: info@amr-inc.jp