

EZ-Primer

イージー・プライマー

Single Primer Series

納得の低価格

45円/反応
(10 μ L反応系の場合)

豊富なラインナップ

約450種類

PCR条件を最適化

全製品同一条件

製品特徴

- 本シリーズ製品は、PCR反応により細菌・ウイルス・真菌等の遺伝子を特異的に検出あるいは同定するための単独プライマーシリーズです。
- ハウスキーピング遺伝子や毒素、病原因子の特異遺伝子等、様々な遺伝子を標的とする約450種類のプライマーをラインナップしています。
【詳細は弊社ホームページをご覧ください。URL：<http://www.amr-inc.jp>】
- 本シリーズ製品は、すべて同一のPCR条件で最適化していますので、どの製品をお選び頂いても複数の製品が同時に検査できます。
- 本シリーズ製品は、コンベンショナルPCR、リアルタイムPCRのどちらでも使用できます。



製品ラインナップの一例

Target	gene
<i>E. coli-Shigella</i> spp.	16S rDNA
<i>E. coli-Shigella</i> spp.	<i>dnaJ</i>
<i>E. coli</i> EaggEC	<i>east1</i>
<i>E. coli</i> EHEC- <i>S. dysenteriae</i> (O1)	<i>shiga1</i>
<i>E. coli</i> EHEC	<i>shiga2</i>
<i>E. coli</i> EPEC	<i>eae</i>

Target	gene
<i>E. coli</i> EIEC- <i>Shigella</i> spp.	<i>virB(invE)</i>
<i>E. coli</i> EIEC- <i>Shigella</i> spp.	<i>ipaB</i>
<i>E. coli</i> EIEC- <i>Shigella</i> spp.	<i>ipaH</i>
<i>E. coli</i> ETEC	LT
<i>E. coli</i> ETEC	ST1

製品仕様

- 【形態】 4×プライマー混合液
(反応液最終濃度0.5 μ M)
- 【包装量】 1mL
- 【反応量】 400反応分(10 μ L反応系)
- 【保存】 -20 $^{\circ}$ C以下
- 【価格】 18,000円(税別)

大腸菌だけでもこの品揃え！

注：本製品は研究用試薬であり、体外診断用医薬品の承認は受けておりません。

AMR
Advanced Microorganism Research

イーエムアール株式会社

〒501-1111 岐阜市大学北二丁目210-1
TEL (058) 293-0610 FAX (058) 234-2487
<http://www.amr-inc.jp> E-mail: info@amr-inc.jp