

イージー・PCRクロマトに最適！


パーソナル サーマルサイクラー



クイックバス QuickBath

- 最もコンパクト、ハイスピード、軽快な機動性
- エーエムアール社のイージー・PCRクロマトキットの推奨機器
- エーエムアール社のカクテルプライマーに最適化したオリジナルプログラムカードが標準装備
- Low Profile PCRチューブ対応(0.1mL×16ウェル)
- 高耐久のブロック表面で安心(銅ブロックにゴールドメッキ)

抜群の温度制御



良質な産物を得るポイント

- 運転温度が正確
- 温度保持時間が正確
- 温度の上昇降下速度が早い
- ウェル間温度差が少ない

測定条件： 温度計測用試験管TT-1Nを4本使用
30μLの反応溶液温度(純水)を測る

製品仕様

型式	QC-0216AMR
温度範囲	4.0~98.0 °C
温度均一性	±0.3/75°C ±0.5/95°C
温度上昇*下降	4.0°C/sec * 4.0°C/sec
プログラム登録数	AMR社オリジナルプログラムカード 6 本体内部 18、プランクカード 6
自己診断機能	ヘルチエ劣化、警報機能
最大消費電力	100V 120W 50/60Hz

本体寸法・質量	W120×D280×H180 (mm)・4.7 (Kg)
保証期間	3年間
価格	350,000円(税別)
ブロック部	

取扱店

エーエムアール株式会社

<http://www.amr-inc.jp>

〒501-1111 岐阜市 大学北 2-210-1

TEL 058-293-0608 FAX 058-234-2487

AMR
Advanced Microorganism Research

設計製造

サーモジェン株式会社

<http://www.thermogen.co.jp>

〒381-0034 長野市 高田 1800

TEL 026-285-9551 FAX 026-285-9571

ThermoGen